



数据表

THALES 3D SCANNER 调平板

在直线加速器治疗床上轻松定位水箱

优势

- 高精度横向和纵向倾斜校正
- 高效的手动倾斜对齐和视觉调平工具
- 刻有标记线, 用于室内或机器激光灯对齐, 并结合定位螺栓以实现准确的水箱设置
- 与大多数直线加速器治疗床兼容

技术数据

尺寸(长 × 宽 × 高)	1100 mm × 540 mm × 150 mm
重量	18 kg
材料	高强度铝制, 2 个内置旋入式水平仪
兼容性	兼容THALES 的两个版本 (THALES 3D SCANNER 和 THALES 3D MR SCANNER)
精度	倾斜校正的精度优于±0.1°

交付范围

- 1 块调平板(已组装)

LAP GmbH Laser Applikationen
Zeppelinstr. 23
21337 Lüneburg
Germany
P +49 4131 95 11-95
E info@lap-laser.com



国家药监局注册手续办理中。等待批准。